

# Fixador Externo Modular Não Estéril – Titan

Anvisa: 80083650070



## Descrição do produto

O fundamento do Fixador Externo Modular Não Estéril - Titan é proporcionar estabilidade biomecânica da fixação óssea em casos de osteossíntese, tendo a finalidade de reduzir, alinhar, estabilizar e fixar temporariamente diversos tipos de fraturas, em casos de má ou falta de consolidação óssea, alongamento de membro e correções de deformidades no fêmur. O Fixador Externo Modular Não Estéril - Titan consiste em uma estrutura metálica composta por hastes rosqueadas, porcas, parafusos, arruelas, articuladores, semi anéis, entre outros componentes, que têm como objetivo, manter o alinhamento ósseo durante o processo de consolidação e não devem suportar peso.



## Indicação

O Fixador Externo Modular Não Estéril - Titan é indicado para os diversos tipos de fraturas, com a finalidade de reduzir, alinhar, estabilizar e fixar temporariamente, também pode ser utilizado em casos de má ou falta de consolidação óssea, alongamento de membro e correções de deformidades. Os componentes do Fixador Externo Modular Não Estéril - Titan pode ser usado em qualquer osso.

## Material

Titânio Liga ASTM F136

**TITANIUM**

PRODUTOS MÉDICOS