

CellColt®



Sistema seletivo multirradial de sucção de células mesenquimais de medula óssea autóloga



O CellColt® é um sistema patenteado de microaspiração de tecido autólogo de medula óssea. Devido à presença de sua cânula de sucção interna fechada, o CellColt® cria um fluxo exclusivamente posterior e radial. Esta característica minimiza a diluição do aspirado de medula com o sangue periférico oferecendo **MAIORES CONCENTRAÇÕES DE CÉLULAS MESENQUIMAIS**.

INDICAÇÕES:

- ▶ Cirurgias Ortopédicas
- ▶ Cirurgia da Coluna
- ▶ Cirurgias Bucomaxilofaciais



TITANIUM

PRODUTOS MÉDICOS

CellColt®



A cânula mais curta aumenta a estabilidade do dispositivo durante a inserção e reduz a coagulação do aspirado



Sem sistema de alça rosqueada para minimizar os movimentos e diminuir o comprimento total



ONE-CLICK system



O sistema de furos laterais exclusivos e patenteados do CellColt propiciam aspiração homogênea das células



A ponta do trocarte de diamante fornece estabilidade durante a inserção na cortical



Introdutor ponta romba para inserção segura na medula



Trava para identificar a profundidade mínima de inserção

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIIMENTO
PSH1D21110	11 Gauge	10 cm

EXCLUSIVO SISTEMA "SLIDING BLOCK"

- ▶ O patenteado sistema "Sliding Block" localizado na alça do trocarte permite a aspiração da medula em diferentes níveis de profundidade, explorando também uma área maior de aspiração dentro da medula, utilizando apenas um local de entrada.
- ▶ A execução das microaspirações em múltiplos níveis maximiza a capacidade de recuperação celular.

TITANIUM

PRODUTOS MÉDICOS

Rua Paraná, 348 - Vila Maria Tereza - Guarulhos - SP - CEP 07021-031

Telefone: 11

2441-4333 / 2441-4335

Plantão 24hs. 11 98928-3868

Baixe grátis o nosso app!

Utilize seu leitor de QR Code para baixar:



Google play

App Store