


FAMÍLIA FIXADOR CALCANEIO



FIXADORES EXTERNOS PARA OSSOS CURTOS EIGHT-FIX

1
Fixador Calcaneo
Compete com chave allen 5mm

FAMÍLIA FIXADOR HIBRIDO

FIXADORES EXTERNOS PARA OSSOS CURTOS EIGHT-FIX



1

1
ZB004 Fixador externo híbrido tipo IV
Consiste em:
1x 2/3 Anel
1x Conjunto de montagem do fixador híbrido
2x Pino de fixação X, 2 furos
2x Unidade deslizante de trava de fio, 3 furos
2x Haste
2x Barra radiolucida para suporte suplementar de parafuso
4x Gancho para suporte suplementar de parafuso

2
ZB005 Fixador externo de anel sheffield para trauma tipo IV
Consiste em:
2x 2/3 Anel
2x Pino de fixação X, 2 furos
2x Unidade deslizante de trava de fio, 3 furos
1x Gancho de anel
3x Unidade de redução



2



3

3
Fixador externo de anel sheffield para reconstrução tipo IV
Consiste em:
2x 2/3 Anel
2x 1/3 Anel
4x Travamento Parafusos
1x Gancho de anel
2x Gancho articulado
4x Barra com porcas e arruelas
1x Unidade de compressão/ distração, reta
2x Placa de extensão
2x Gancho de parafuso único

1
Fixador externo anel 2/3
ZB133 Inner Φ 125mm
ZB134 Inner Φ 150mm
ZB135 Inner Φ 175mm
ZB136 Inner Φ 190mm
ZB137 Inner Φ 220mm

2
Fixador externo anel 1/3
ZB138 Inner Φ 125mm
ZB139 Inner Φ 150mm
ZB140 Inner Φ 175mm
ZB141 Inner Φ 190mm
ZB142 Inner Φ 220mm

3
ZB143 Parafuso de bloqueio
para anel

4
ZB144 Fixador externo anel
para pé, 150mm

5
ZB145 Unidade deslizante de
trava de fio, 3 furos

6
ZB146 Pino de fixação X, 2
furos

7
ZB147 Gancho de arame
independente


8
ZB148 Acoplamento híbrido
com junta de esfera



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12



13



14



15

9
Haste
ZB156 50mm
ZB157 100mm
ZB158 150mm

10
ZB159 Gancho para suporte
suplementar de parafuso

11
ZB160 Suporte suplementar de
parafuso

12
ZB164 Gancho de anel

13
ZB165 Gancho de parafuso
único

14
ZB166 Gancho articulado

15
ZB167 Placa de extensão